

Angebot für 3D Type INT KF94/FFP2-Masken



Schützen Sie Ihre Familie vor Gefahren!

Wir alle befinden uns mitten in einer Epidemie eines globalen COVID-19-Ausbruchs!

Wir sind verpflichtet zurzeit Masken zu tragen. Dies ist eine Notwendigkeit, uns und alle anderen in unserem täglichen Leben zu schützen.

Daher haben wir, Sylvia Hofmann, Trade Agency, seit dem Jahr 2020/2021 dieses Produkt als Lieferant direkt von unserem bekannten Hersteller aus Korea für den exklusiven Vertrieb in Österreich aufgenommen.

Schütz DICH Schütz MICH Schütz UNS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ Hohe Qualität
- ▶ Höchster Tragekomfort
- ▶ Angenehmes Atmen
- ▶ Perfekter Sitz durch verstellbare Gummibänder
- ▶ Sterile Einzelverpackung direkt durch den Hersteller

Angebot für 3D Type INT KF94/FFP2-Masken

High functional Meltblown filters,
protect from 94% of particles
in a standard of Korean Filter.

01

Prevent nose lift
by using nose clip

02

Comfortable ear band
with good elasticity will ensure
less burden on the ear
even if worn all day

03

Keeps a sturdy structure
even with prolonged usage

01

Outer fabric

Outer fabric
protects and holds
the particles

02

Middle fabric

Middle fabric
firmly holds
the shape of the mask.

03

MB Filter

Meltblown filters
the 94% of particles

04

Inner fabric

Soft and hypo allergic fabric
covers the face

Angebot für 3D Type INT KF94/FFP2-Masken

High functional Meltblown filters,
protect from 94% of particles
in a standard of Korean Filter.

01

Prevent nose lift
by using nose clip

02

Comfortable ear band
with good elasticity will ensure
less burden on the ear
even if worn all day



03

Keeps a sturdy structure
even with prolonged usage

Hoher Qualitätsstandard und höchster Tragekomfort
zeichnen unsere Masken in 3 D-Optik aus und gewähr-
leisten somit auch eine angenehme Atmung!



Der Gummi ist zu weit? Kein Problem, Sie können den
Gummi von innen nach außen in die hierfür vorgesehenen
seitlichen Schlitz ziehen und haben somit den perfekten
Sitz Ihrer Maske!

PREISE für 3D-Type INT KF 94/FFP2-Masken



Preise Maske schwarz L - Endverbraucher

Endpreis (Ust-befreit) **€ 1,50**

Ab 500 Stk Preis per Maske € 1,35

Ab 1000 Stk Preis per Maske € 1,25



Preise Maske weiß L + M - Endverbraucher

Endpreis (Ust-befreit) **€ 1,25**

Ab 500 Stk Preis per Maske € 1,15

Ab 1000 Stk Preis per Maske € 1,00

INFORMATIONEN

(weitere Produktdetails finden Sie auf Folie 7–12)



- ▶ Maskenmaterial in KOREA hergestellt
- ▶ Werbeaufdruck – Preis auf Anfrage
- ▶ Ab 5.000 Stück – Preis verhandelbar
- ▶ Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte an untenstehenden Kontakt bzw. Click to Order!
- ▶ Diese Masken sind einzeln erhältlich bei unserem Vertriebspartner:



Karl-Vogt-Straße 57 | 5700 Zell am See
M: +43 664 1215279 | T: +43 6542 20 962
Mail: s.hofmann@sbg.at | www.bueroservice-hofmann.at

[Click here
to Order](#)



Kitzsteinhornstraße 47
5700 Zell am See
+43 676 57 57 222
www.pcplus.at

[Click here
to Order](#)

Weitere Informationen

- ▶ Aufsetzanleitung
- ▶ Einstellen der Passgenauigkeit
- ▶ Verbraucher Hinweise
- ▶ US-Registrierung + EU Zertifikat
- ▶ Test-Bericht

Anleitung für das Tragen der FFP2-Masken sowie Verkürzung der Gummistringe

FFP2 INT KF94 MASK

AUFSETZANLEITUNG



1. Heften Sie die Maske an den Ohrschlaufen und legen Sie die Schlaufen um die Ohren.



2. Ziehen Sie die Unterseite der Maske über Mund und Kinn.



3. Passen Sie den Nasenbügel an Ihre Nasenform an.



4. Hängen Sie die Ohrbänder an den Haken, um die Position zu fixieren.

EINSTELLEN DER STRINGE



VORSICHT

1. Nicht verwenden, wenn die Sauerstoffkonzentration unter 18% beträgt.
2. Kein Handtuch, Papiertücher oder sonstiges zwischen die Maske und Gesicht einsetzen.
3. Nicht anwenden, wenn das Innere der Maske kontaminiert (Bsp. Dreck, Schmutz) ist.
4. Zerquetschen oder verformen Sie die Maske nicht.
5. Zum einmaligen Gebrauch (Nicht waschen und wiederverwenden).
6. Wenn das Atmen aufgrund des Tragens einer Maske unangenehm ist, z. bei schwangeren Frauen, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Patienten, Kindern, älteren Menschen usw., stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt usw..

WARNUNG

1. Nach Verwendung nicht die Oberfläche der Maske berühren.
2. Verwenden Sie die Maske nicht länger als 8 Stunden.
3. Die Maske ist für die Benutzungsdauer von einer Arbeitsschicht (ca. 8Std.) bei normaler Beanspruchung vorgesehen.
4. Maske darf vor Anwendung nicht kontaminiert sein.
5. Abdeckfläche muss vollständig bedeckt sein, es darf keine Luftlücke geben.
6. Bei Anwendung mit Bart kann es zu Luftlücke kommen, der Schutzeffekt ist vermindert.
7. Nicht in der Nähe von Feuer, explosiver und brennbarer Umgebung verwenden.
8. Bei Zerquetschung und Kontamination der Maske nicht verwenden und sofort entsorgen.

Product Name : INT Face Mask (White)(KF94)

Efficacy / Effect : Protects respiratory organs from harmful particles such as fine dust and infectious agents.

Storage Method : Store in enclosed container, temperature(1~30°C)

Made with : PP non-woven fabric(outer, inner, MB filter, lining), nylon/PU band(ear band), PP coated wire(nose support).

Manufactured Number & expiration date : Bottom display

Manufacture and Sales : INT Co., Ltd / Ga-dong, 17, Ochanggajwa-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of KOREA.

Customer Service : TEL +82-43-215-8085

MANUFACTURER : INT Co., Ltd

PPE TYPE : EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles

MODEL : INT FACE MASK KF94

PICTOGRAM AND PERFORMANCE LEVELS : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR



2024/02



+1°C +30°C



<65%



33X20 mm

MADE IN KOREA

15 mm

US-FDA Registration 2021 FFP2-Masken

 U.S. Department of Health & Human Services

 **U.S. FOOD & DRUG**
ADMINISTRATION

Follow FDA | En Español

SEARCH

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics | Tobacco Products

Establishment Registration & Device Listing

[FDA Home](#) | [Medical Devices](#) | [Databases](#)

1 result found for Owner Operator Number :
10075937

New Search

Establishment Name	Registration Number	Current Registration Yr
INT KOREA, REPUBLIC OF	3017398230	2021
Accessory, Surgical Apparel - INT FACE MASK KF94		Manufacturer

Can't find what you're looking for? [Try a new search](#)

Page Last Updated: 01/11/2021
Note: If you need help accessing information in different file formats, see [Instructions for Downloading Viewers and Players](#).
Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

 [Accessibility](#) | [Contact FDA](#) | [Careers](#) | [FDA Basics](#) | [FOIA](#) | [No FEAR Act](#) | [Nondiscrimination](#) | [Website Policies / Privacy](#)

U.S. Food and Drug Administration
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993
Ph. 1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332)
Contact FDA

      

For Government | For Press

Combination Products
Advisory Committees
Science & Research
Regulatory Information
Safety
Emergency Preparedness
International Programs
News & Events
Training and Continuing Education
Inspections/Compliance
State & Local Officials
Consumers
Industry
Health Professionals

 U.S. Department of Health & Human Services

TEST REPORT

KOTITI No : 8219-1509-100910-002

Issue No : 4113508311

Receipt Date : 01 / 06 / 2020

Issue Date : 06 / 07 / 2020

Sample Name	NT Anti yellow dust health mask(Large)(KF94)	Test Object	Research/Reference/Etc
Lot No.	-	MDF/MFG	-
Weight/Volume	-	Expiry Date	-
Company	NT CO., LTD	President	Dong Won, Ryu
Address	17, Ochangga-jwa-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28105, Korea	Telephone	82-43-215-8085

Test Item & Test Result

Test Item	Test Standards	Unit	Result	Test Method
Appearance	White non-woven fabric mask with nose straps on a three-stage, horizontally folded body, and white strings on both sides	-	White non-woven fabric mask with nose straps on a three-stage, horizontally folded body, and white strings on both sides	Client Method
Shape test	Main body(width)	210 ± 10	Main body(width)	206
	Main body(height)	80 ± 5	Main body(height)	80
	Headband(left)	175 ± 17	Headband(left)	176
	Headband(right)	175 ± 17	Headband(right)	176
Pigment	no color	-	no color	KQC
acid or alkali	no red color	-	no red color	KQC
Fluorescent	no fluorescent	-	no fluorescent	KQC
Formaldehyde	not be darker than potassium chromate	-	not be darker than potassium chromate	KQC

Researcher : Yoon Sub Cho, Suzi Kwon, Ayoun Kwon Technical Manager : Man Sik Wang

- ※ The test results above shall be only subject to the requested test items.
- ※ In the case of insufficient space on the page, test items and test results may be written in the appendix.
- ※ When advertising test results or indicating test results on containers or packages, the entire content of the test report shall be indicated.
- ※ This report produced in relation to the services will not be related with MFDS. And MFDS is not legally liable.

KOTITI Testing & Research Institute

KOTITI Testing&Research Institute
(PAGE 1 OF 2)

111, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea



www.kotiti.re.kr

CE-Registration FFP2-Masken

TEST REPORT

KOTITI No : 8219-1509-100910-002

Issue No : 4113508311

Receipt Date : 01 / 06 / 2020

Issue Date : 06 / 07 / 2020

Test Item & Test Result

Test Item	Test Standards	Unit	Result	Test Method
Filtering efficiency(NaCl)	≥ 94	%	Before pretreatment : 100/100/100 After pretreatment : 100/100/100	MFDS Guideline
Filtering efficiency(Paraffin oil)	≥ 94	%	Before pretreatment : 100/100/100 After pretreatment : 100/100/100	MFDS Guideline
Facial Inhalation resistance	≤ 70	Pa	Before pretreatment : 14/14/15 After pretreatment : 14/12/13	MFDS Guideline
Leak rate	At least 46 of the 50 test results should be less than the reference value (11.0%).	%	Before pretreatment : 0.3/0.9/0.4/8.5/1.7 10.4/8.2/6.3/1.3/2.2 0.2/0.3/0.4/7.7/6.5 2.6/1.8/1.7/2.1/1.7 4.8/11.5/4.1/1.4/9.4 After pretreatment : 0.2/0.6/1.9/0.1/0.1 5.8/3.2/3.2/3.7/9.8 7.1/7.7/8.6/10.0/9.1 2.9/6.7/3.7/5.8/3.6 0.5/0.6/0.9/4.4/5.3	MFDS Guideline
Tensile strength	≥ 10	N	21	MFDS Guideline

Researcher : Yoon Sub Cho, Suzi Kwon, Ayoun Kwon Technical Manager : Man Sik Wang

- ※ The test results above shall be only subject to the requested test items.
- ※ In the case of insufficient space on the page, test items and test results may be written in the appendix.
- ※ When advertising test results or indicating test results on containers or packages, the entire content of the test report shall be indicated.
- ※ This report produced in relation to the services will not be related with MFDS. And MFDS is not legally liable.

KOTITI Testing & Research Institute

KOTITI Testing&Research Institute
(PAGE 2 OF 2)

111, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea



www.kotiti.re.kr

Angebot für 3D Type INT KF94/FFP2-Masken



Karl-Vogt-Straße 57 | 5700 Zell am See | Österreich
Tel.: +43 664 1215279 | T: +43 6542 20 962 | Fax: +43 6542 20 237- 1
E-Mail: s.hofmann@sbg.at | www.bueroservice-hofmann.at

- ▶ Sylvia Hofmann ist eine Handelsagentur für die Lieferung von Schutzprodukten
- ▶ Wir sind tätig zum Wohle unserer Kunden und verpflichten uns zur Einhaltung der ethischen Werte und Grundsätze