

# Angebot für 3D Type INT KF94/FFP2-Masken



Schützen Sie Ihre Familie, Freunde,  
Kunden und Mitarbeiter vor Gefahren!

Wir alle befinden uns nach wie vor mitten in einer  
Epidemie eines globalen COVID-19-Ausbruchs!

Wir sind verpflichtet zurzeit Masken zu tragen. Dies ist  
eine Notwendigkeit, uns und alle anderen in unserem  
täglichen Leben bzw Umfeld zu schützen.

Daher haben wir, Sylvia Hofmann, Trade Agency, seit  
2021 dieses Produkt als Lieferantin direkt von unserem  
bekannten Hersteller aus Süd Korea für den exklusiven  
Vertrieb in Europa aufgenommen.

Schütz DICH Schütz MICH Schütz UNS

# *PRODUKTEIGENSCHAFTEN*

- ▶ Hohe Qualität
- ▶ Höchster Tragekomfort
- ▶ Angenehmes Atmen
- ▶ Perfekter Sitz durch verstellbare Gummibänder
- ▶ Sterile Einzelverpackung direkt durch den Hersteller

# Angebot für 3D Type INT KF94/FFP2-Masken

High functional Meltblown filters,  
**protect from 94% of particles**  
in a standard of Korean Filter.

01

Prevent nose lift  
by using nose clip

02

Comfortable ear band  
with good elasticity will ensure  
less burden on the ear  
even if worn all day



03

Keeps a sturdy structure  
even with prolonged usage

01

**Outer fabric**

Outer fabric  
protects and holds  
the particles

02

**Middle fabric**

Middle fabric  
firmly holds  
the shape of the mask.



03

**MB Filter**

Meltblown filters  
the 94% of particles

04

**Inner fabric**

Soft and hypo allergic fabric  
covers the face

# Angebot für 3D Type INT KF94/FFP2-Masken

High functional Meltblown filters,  
protect from 94% of particles  
in a standard of Korean Filter.

01

Prevent nose lift  
by using nose clip

02

Comfortable ear band  
with good elasticity will ensure  
less burden on the ear  
even if worn all day



03

Keeps a sturdy structure  
even with prolonged usage



Hoher Qualitätsstandard und höchster Tragekomfort  
zeichnen unsere Masken in 3 D-Optik aus und gewähr-  
leisten somit auch eine angenehmere Atmung!

Der Gummi ist zu weit? Kein Problem, Sie können den  
Gummi von Außen nach Innen in die hierfür vorgesehenen  
seitlichen Schlitze ziehen und haben somit den perfekten  
Sitz Ihrer Maske!

# **PREISE für 3D-Type INT KF 94/FFP2-Tauern-Mask & FAMILY-BOX**



## **Preise Maske black L + M – Endverbraucher**

Ust-befreit

**€ 1,85**

**Family-Box** je 20 Stk black L/white L, 20 Stk white M (Kids) oder 20 Stk black M (Kids) inkl. Porto **€ 99,00**

## **Preise Maske white L + M – Endverbraucher**

Ust-befreit

**€ 1,75**

1 Karton á 60 Stück – auch gemischt - black/white zuzüglich Versand- & Handlingskosten

# INFORMATIONEN

(weitere Produktdetails finden Sie auf Folie 7–12)



- ▶ Maskenmaterial aus SÜD-KOREA wird immer frisch für uns produziert und hergestellt!
- ▶ Werbeaufdruck (Logo) – Preis auf Anfrage
- ▶ Bei größeren Bestellmengen – Preis auf Anfrage
- ▶ **Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte an untenstehenden Kontakt bzw. Click to Order!**

Diese 3D-FFP2-Qualitäts-Masken sind auch einzeln bei unseren Vertriebspartnerinnen in Zell am See und Maishofen erhältlich:

*Hofmann  
Sylvia*  
Handelsagentur



Karl-Vogt-Straße 57 | 5700 Zell am See | Austria  
M: +43 664 1215279 | T: +43 6542 20 962  
Mail: [s.hofmann@sbg.at](mailto:s.hofmann@sbg.at) | [www.bueroservice-hofmann.at](http://www.bueroservice-hofmann.at)  
EORI-NR: ATEOS1000117339 | Reg.Nr: 501/116854

Click here  
to Order

**TURMTRAFIK**

Hermine MARCHER e.U.  
A-Zell am See | Stadtplatz 8  
Tel: +43 6542 72 508

**SONJA AUBÖCK**

Mode

A-5751 Maishofen | Dorfstraße 15  
Tel: +43 664 8519 008

## *Weitere Informationen*

- ▶ Aufsetzanleitung
- ▶ Einstellen der Passgenauigkeit
- ▶ Verbraucher Hinweise
- ▶ US-Registrierung + EU Zertifikat
- ▶ Test-Bericht

Anleitung für das Tragen der FFP2-Masken  
sowie Verkürzung der Gummistringe



# FFP2

INT KF94 MASK

Black L  
1 PC



NB 2841



4 LAYER



3D  
DESIGN



Anti-Virus

Sales: HOFMANN SYLVIA - HANDELSAGENTUR  
Karl-Vogt-Straße 57, A-5700, Zell am See, Austria  
TEL: +43 664 1215279 / +43 6542 20962  
EMAIL: s.hofmann@sbg.at

## FFP2

INT KF94 MASK

### AUFSETZANLEITUNG

- Halten Sie die Maske an den Oberkanten und legen Sie die Schlaufen um die Ohren.
- Ziehen Sie die Unterseite der Maske über Mund und Kinn.
- Passen Sie den Nasenbügel an Ihre Nasenform an.
- Hängen Sie die Ohrschlingen an den Haken, um die Position zu fixieren.

### EINSTELLEN DER STRINGE



### VORSICHT

- Nicht verwenden, wenn die Sauerstoffkonzentration unter 18% beträgt.
- Kein Handluch, Papierlucher oder sonstiges zwischen die Maske und Gesicht einsetzen.
- Nicht anwenden, wenn das Innere der Maske kontaminiert (Bsp. Dreck, Schmutz) ist.
- Zerquetschen oder verformen Sie die Maske nicht.
- Zum einmaligen Gebrauch (Nicht waschen und wiederverwenden).
- Wenn das Atmen aufgrund des Tragens einer Maske unangenehm ist, z. B. bei schwangeren Frauen, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Patienten, Kindern, älteren Menschen usw., stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt usw.

### WARNUNG

- Nach Verwendung nicht die Oberfläche der Maske berühren.
- Verwenden Sie die Maske nicht länger als 8 Stunden.
- Die Maske ist für die Benutzungsdauer von einer Arbeitsschicht (ca. 8Std.) bei normaler Beanspruchung vorgesehen.
- Maske darf vor Anwendung nicht kontaminiert sein.
- Abdeckfläche muss vollständig bedeckt sein, es darf keine Lüftlücke geben.
- Bei Anwendung mit Barf kann es zu Lüftlücken kommen, der Schutzeffekt ist vermindert.
- Nicht in der Nähe von Feuer, explosiver und brennbarer Umgebung verwenden.
- Bei Zerquetschung und Kontamination der Maske nicht verwenden und sofort entsorgen.

Product Name : INT Face Mask (White)(KF94)

Efficacy / Effect : Protects respiratory organs from harmful particles such as fine dust and infectious agents.

Storage Method : Store in enclosed container, temperature(1-30°C )

Made with : PP non-woven fabric(outer, inner, MB filter, lining), nylon/PU band(ear band), PPF coated wire(nose support).

Manufactured Number & expiration date : Bottom display

Sales : HOFMANN SYLVIA - HANDELSAGENTUR

Karl-Vogt-Straße 57, A-5700, Zell am See, Austria

TEL : +43 664 1215279 / +43 6542 20962

EMAIL : s.hofmann@sbg.at

Customer Service : TEL : +82-31-707-5532 (KOREA)

MANUFACTURER : INT Co, Ltd

PPE TYPE : EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles

MODEL : INT FACE MASK KF94

PICTOGRAM AND PERFORMANCE LEVELS : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR





US-FDA Registration 2021 FFP2-Masken

U.S. Department of Health & Human Services

Follow FDA | En Español

**FDA U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION**

SEARCH

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics | Tobacco Products

### Establishment Registration & Device Listing

FDA Home | Medical Devices | Databases

1 result found for Owner Operator Number : 10075937 [New Search](#)

Establishment Name	Registration Number	Current Registration Yr
<a href="#">INT</a> KOREA, REPUBLIC OF	3017398230	2021
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Accessory, Surgical Apparel - INT FACE MASK KF94</a></li> </ul>		Manufacturer

Can't find what you're looking for? [Try a new search](#)

Page Last Updated: 01/11/2021  
 Note: If you need help accessing information in different file formats, see [Instructions for Downloading Viewers and Players](#).  
 Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

[FDA](#) | [Accessibility](#) | [Contact FDA](#) | [Careers](#) | [FDA Basics](#) | [FOIA](#) | [No FEAR Act](#) | [Nondiscrimination](#) | [Website Policies / Privacy](#)

**U.S. Food and Drug Administration**  
 10903 New Hampshire Avenue  
 Silver Spring, MD 20993  
 Ph. 1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332)  
 Contact FDA

[USA.gov](#) | [Email](#) | [RSS](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#) | [LinkedIn](#)

[For Government](#) | [For Press](#)

- Combination Products
- Advisory Committees
- Science & Research
- Regulatory Information
- Safety
- Emergency Preparedness
- International Programs
- News & Events
- Training and Continuing Education
- Inspections/Compliance
- State & Local Officials
- Consumers
- Industry
- Health Professionals

U.S. Department of Health & Human Services

# TEST REPORT

KOTITI No : 8219-1509-100910-002 Issue No : 4113508311  
Receipt Date : 01 / 06 / 2020 Issue Date : 06 / 07 / 2020

Sample Name	NT Anti yellow dust health mask(Large)(KF94)	Test Object	Research/Reference/Etc
Lot No.	-	MDF/MFG	-
Weight/Volume	-	Expiry Date	-
Company	NT CO., LTD	President	Dong Won, Ryu
Address	17, Ochangajwa-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28105, Korea	Telephone	82-43-215-8085

## Test Item & Test Result

Test Item	Test Standards	Unit	Result	Test Method
Appearance	White non-woven fabric mask with nose straps on a three-stage, horizontally folded body, and white strings on both sides	-	White non-woven fabric mask with nose straps on a three-stage, horizontally folded body, and white strings on both sides	Client Method
Shape test	Main body(width)	210 ± 10	Main body(width)	206
	Main body(height)	80 ± 5	Main body(height)	80
	Headband(left)	175 ± 17	Headband(left)	176
	Headband(right)	175 ± 17	Headband(right)	176
Pigment	no color	-	no color	KQC
acid or alkali	no red color	-	no red color	KQC
Fluorescent	no fluorescent	-	no fluorescent	KQC
Formaldehyde	not be darker than potassium chromate	-	not be darker than potassium chromate	KQC

Researcher : Yoon Sub Cho, Suzi Kwon, Ayoung Kwon Technical Manager : Man Sik Wang

- \* The test results above shall be only subject to the requested test items.
- \* In the case of insufficient space on the page, test items and test results may be written in the appendix.
- \* When advertising test results or indicating test results on containers or packages, the entire content of the test report shall be indicated.
- \* This report produced in relation to the services will not be related with MFDS. And MFDS is not legally liable.

KOTITI Testing & Research Institute



KOTITI Testing&Research Institute 111, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea www.kotiti.re.kr  
( PAGE 1 OF 2 )

CE-Registration FFP2-Masken

# TEST REPORT

KOTITI No : 8219-1509-100910-002 Issue No : 4113508311  
Receipt Date : 01 / 06 / 2020 Issue Date : 06 / 07 / 2020

Test Item & Test Result				
Test Item	Test Standards	Unit	Result	Test Method
Filtering efficiency(NaCl)	≥ 94	%	Before pretreatment : 100/100/100 After pretreatment : 100/100/100	MFDS Guideline
Filtering efficiency(Paraffin oil)	≥ 94	%	Before pretreatment : 100/100/100 After pretreatment : 100/100/100	MFDS Guideline
Facial Inhalation resistance	≤ 70	Pa	Before pretreatment : 14/14/15 After pretreatment : 14/12/13	MFDS Guideline
Leak rate	At least 46 of the 50 test results should be less than the reference value (11.0%).	%	Before pretreatment 0.3/0.9/0.4/8.5/1.7 10.4/8.2/6.3/1.3/2.2 0.2/0.3/0.4/7.7/6.5 2.6/1.8/1.7/2.1/1.7 4.8/11.5/4.1/1.4/9.4 After pretreatment 0.2/0.6/1.9/0.1/0.1 5.8/3.2/3.2/3.7/9.8 7.1/7.7/8.6/10.0/9.1 2.9/6.7/3.7/5.8/3.6 0.5/0.6/0.9/4.4/5.3	MFDS Guideline
Tensile strength	≥ 10	N	21	MFDS Guideline

Researcher : Yoon Sub Cho, Suzi Kwon, Ayoung Kwon Technical Manager : Man Sik Wang

- \* The test results above shall be only subject to the requested test items.
- \* In the case of insufficient space on the page, test items and test results may be written in the appendix.
- \* When advertising test results or indicating test results on containers or packages, the entire content of the test report shall be indicated.
- \* This report produced in relation to the services will not be related with MFDS. And MFDS is not legally liable.

KOTITI Testing & Research Institute



KOTITI Testing&Research Institute 111, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea www.kotiti.re.kr  
( PAGE 2 OF 2 )

# Angebot für 3D Type INT KF94/FFP2-Masken



Karl-Vogt-Straße 57 | 5700 Zell am See | Österreich  
Tel.: +43 664 1215279 | T: +43 6542 20 962 | Fax: +43 6542 20 237- 1  
E-Mail: [s.hofmann@sbg.at](mailto:s.hofmann@sbg.at) | [www.bueroservice-hofmann.at](http://www.bueroservice-hofmann.at)

- ▶ Sylvia Hofmann ist eine Handelsagentur für die Lieferung von Schutzprodukten
- ▶ Wir sind tätig zum Wohle unserer Kunden und verpflichten uns zur Einhaltung der ethischen Werte und Grundsätze